

TELEFUNKEN



Produkt-
broschüre
für Ihren
Kunden!

TELEFUNKEN PLUS X

Smarte Hörsysteme

IMMER. MAXIMAL. LEBEN.

[telefunken-hoersysteme.de](https://www.telefunken-hoersysteme.de)





Einfach besser **verstehen**.
Einfach besser **verbunden**.
Einfach mehr **Aktivität**.



Smarte Hörsysteme – Generation **X**

Sie lieben es, sich mit anderen auszutauschen, sind gerne aktiv, technikaffin und stehen einfach noch mitten im Leben? Dann sind die neuen TELEFUNKEN PLUS X Hörsysteme genau das Richtige für Sie! Einfach besser verstehen, einfach besser verbunden und einfach mehr Aktivität: Dafür stehen TELEFUNKEN PLUS X Hörsysteme!

Hörsysteme müssen heute weit mehr leisten, als Hörverluste zu mindern. Immer stärker ist die Fähigkeit gefragt, eine Vielzahl an weiteren Funktionen anzubieten. Die HdO- und IdO-Modelle der TELEFUNKEN Hörsystemfamilie PLUS X gehen hier mit bestem Beispiel voran. Ob Telefonanruf, Fernsehton, Musik oder andere Audiosignale von Ihrem Smartphone – alles wird direkt in Ihre Hörsysteme übertragen. Einfach smart – mit der optional verfügbaren leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku-Technologie gehören Batteriewechsel der Vergangenheit an. Innerhalb weniger Stunden sind Ihre Hörsysteme wieder voll einsatzfähig.

Als eines der weltweit ersten Healthable-Hörsysteme tracken TELEFUNKEN PLUS X Hörsysteme Ihre Aktivitäten und Ihre mentale Fitness. Und dies nicht wie Fitnesstracker üblicherweise am Handgelenk, sondern mit den wesentlich exakteren Daten direkt am Ohr.¹ Gut zu wissen ist auch, dass alle Geräte mit Sensoren ausgestattet sind, die einen Sturz des Hörgeräteträgers erkennen und ausgewählte Kontakte via Smartphone darüber benachrichtigen.

TELEFUNKEN PLUS X HdO- und IdO-Hörsysteme bieten mit modernster Technik viele interessante Vorteile. So sorgt der innovative Edge-Modus in der Spitzen- und Mittelklasse für bestmöglichen Hörkomfort in anspruchsvollen Hörsituationen. Eine Erinnerungsfunktion hilft Ihnen dabei, wichtige Termine immer präsent zu haben. Lassen Sie sich mit dieser Funktion an die Einnahme von Medikamenten oder die Geburtstage Ihrer Liebsten erinnern.



PLUS X – Einfach besser verstehen

TELEFUNKEN Hörsysteme bieten Ihnen alles, was Sie für besseres Hören und mehr Lebensqualität benötigen, und noch weit mehr! Mit einer überragenden Klangqualität, klarer Verständlichkeit und einem natürlichen Höreindruck überzeugen die Geräte der PLUS X Serie auf ganzer Linie. Beispielsweise werden in einem vollen Restaurant die wichtigen Dinge, wie die Sprache Ihres Gegenübers, verstärkt und unerwünschte Geräusche, wie das Klappern von Geschirr, reduziert. So können Sie Gesprächen entspannt folgen und den Übergang zwischen unterschiedlichen Hörsituationen mühelos meistern.

Dahinter steckt die Hearing-Reality-Pro-Technologie. Bei einer unabhängigen Studie im Vergleich mit Topgeräten anderer Hersteller wurden die mit Hearing Reality* ausgestatteten Hörsysteme für die Reduzierung von Hintergrundgeräuschen in lauten Umgebungen am besten bewertet.²

Das ist einzigartig: TELEFUNKEN PLUS X Hörsysteme führen pro Stunde bis zu 55 Millionen individuelle Anpassungen Ihrer Hörumgebung durch. Sie als Hörgeräteträger profitieren von einer möglichst natürlichen und unverfälschten Klangqualität. Und das Beste daran: All dies passiert automatisch – Sie müssen nichts dafür tun.

Der integrierte Edge-Modus setzt in der Spitzen- und Mittelklasse in puncto Hörerlebnis weitere Maßstäbe. Das Besondere: Die Einstellungen in den Hörsystemen werden mit den Umgebungsanforderungen verglichen und via künstliche Intelligenz und Machine Learning an die aktuelle Hörumgebung angepasst. Ein doppeltes Antippen der Hörsysteme genügt bereits, um durch eine umgehende, intelligente Anpassung die Geräte noch besser einzustellen. Das Ergebnis: hörbar mehr Komfort und weniger Höranstrengung – für das bestmögliche Hörerlebnis in anspruchsvollen Situationen.

Ihre bevorzugten digitalen Endgeräte lassen sich dank diverser Zubehörprodukte nahtlos verbinden. So können Sie u. a. Telefonanrufe, Musik und Nachrichten direkt von Ihrem Smartphone in Ihre TELEFUNKEN PLUS X Hörsysteme übertragen.





Gut Hören – in jeder Situation

Je aktiver Sie sind, desto größer ist Ihr Aktionsradius. TELEFUNKEN Hörsysteme halten mit Ihrem Leben Schritt. Welche Technologie für Sie die beste Wahl ist, hängt letztendlich davon ab, in welcher Hörsituation Sie sich vornehmlich aufhalten. Sie können sicher sein, dass die für Sie individuell eingestellten Hörsysteme perfekt zu Ihrem Lebensstil passen. Hören Sie in allen Umgebungen, ob laut oder leise, das wirklich Hörenswerte. Vor allem aber auch die sonst verborgenen Details und feinen Nuancen, die den Unterschied zwischen gut hören und sehr gut hören ausmachen.

Der innovative Edge-Modus und personalisierte Hörprogramme

Durch Doppeltipp analysieren die Hörsysteme per künstlicher Intelligenz und Machine Learning die aktuelle Hörumgebung und stellen sich in jeder Situation für das bestmögliche Hörerlebnis ein. Besonders empfehlenswert für Orte, die Sie öfter besuchen: Erstellen Sie dafür automatisch angepasste Hörprogramme – oder mit Geotags versehene Hörprogramme, damit sich Ihre Hörgeräte automatisch auf Ihren Lieblingsort einstellen können.

Überragender Klang

Genießen Sie das Blätterrauschen oder das Vogelgezwitscher im Wald mit einem besonders natürlichen und brillanten Klang.



Musik

Damit Sie Ihre Lieblingsmusik im Konzert oder zu Hause maximal genießen können, haben PLUS X Hörsysteme eine spezielle Musik-Klangverarbeitung.



Gesellschaft

Pflegen Sie Ihre sozialen Kontakte und profitieren Sie von einem besonders angenehmen Sprachverstehen in größeren Gruppen, wie z. B. bei Familienfeiern oder in Meetings.



Arbeitsplatz

Unterschiedliche Hörsituationen bedürfen unterschiedlicher Klangverarbeitungen, egal ob am Arbeitsplatz oder beim Ausüben Ihres Hobbys.



Bei Lärm

Der Staubsauger, das Geschirrkloppern oder die Dunstabzugshaube sind Ihnen einfach zu laut? PLUS X Hörsysteme senken Lärmquellen gezielt ab.



Draußen

Genießen Sie die Natur bei einem Spaziergang oder einer Fahrradtour ohne störende Windgeräusche.



Gespräche

Optimale Sprachverständlichkeit bei Gesprächen in leisen Situationen mit einem Gesprächspartner oder in kleineren Gruppen



Zu Hause

Entspanntes Hören in häuslicher Umgebung



Maskenmodus

Das Verstehen von Gesprächspartnern, die einen Mund-Nasen-Schutz tragen, wird stärker fokussiert, und wichtige Frequenzen für das Sprachverstehen werden besonders verstärkt. Störgeräusche werden herausgefiltert.



Im Auto

Für ein optimales Hörerlebnis im Auto werden störende Fahrgeräusche reduziert.





So klingt alles noch mal so schön

Selbst in schwierigen Umgebungen mühelos hören: Dank der Hearing-Reality-Pro-Technologie sind die neuen TELEFUNKEN PLUS X Hörsysteme angenehm in lauten Situationen und ruhig in leisen Situationen. Sie geben so Sprache jederzeit verständlich wieder.

Ideal auch bei einseitigem Hörvermögen

Bei einseitigem Hörvermögen kommt die sogenannte CROS-Technologie zum Einsatz. Klangsingale werden hierbei in bester Qualität, klar und zuverlässig zwischen Ihren Hörsystemen übertragen.

Komfortable drahtlose Übertragung

Audiosignale von TV, Musik und anderen Medien können Sie über Ihr Smartphone oder kabelloses Zubehör einfach und zuverlässig streamen.

Intuitives Hören

Sofern Sie einen Ort erreichen, den Sie mit einem Geotag auf Ihrem Smartphone markiert haben, wird das entsprechende Hörprogramm automatisch aktiviert.

Auto-Ein/-Aus

Ihre Hörsysteme erkennen, wenn Sie sie aus dem Ohr herausnehmen, und schalten automatisch in den Standby-Betrieb, um den Akku oder die Batterien zu schonen.

Auto-Experience-Manager

Die automatische Verstärkungsanpassung über einen bestimmten Zeitraum macht Ihnen den Übergang zum neuen Hörerlebnis angenehmer.

Ohne lästiges Brummen oder Pfeifen

Die fortschrittliche Rückkopplungsauslöschung stellt ein jederzeit rückkopplungsfreies und angenehmes Hören sicher.

Langlebig und zuverlässig

Für eine lange Lebensdauer sorgt das Surface NanoShield-System, das zuverlässig vor Wasser, Cerumen und Feuchtigkeit schützt.


Unverfälschter Musikgenuss

Die Thrive Hearing Control App spielt groß auf, wenn es um die vielfältigen Einstellmöglichkeiten zur individuellen Klangwiedergabe in höchster Präzision geht.

Individuelle Tinnituslinderung

Sollten Sie an einem störenden Ohrgeräusch leiden, kann die über die Thrive App einstellbare Multiflex-Tinnitus-Technologie Ihre Beschwerden lindern.





thrive und Hear Share – Entdecken Sie jetzt die zahlreichen Möglichkeiten



thrive

- Fernsteuern
- Optimieren
- Fitness
- Termine
- Selbsttest
- Sprachsteuerung
- Zubehör organisieren
- Sturzalarm
- Sprache-zu-Text




Zum Kompatibilitäts-Check geht es hier entlang:

PLUS X – Einfach besser verbunden

Unsere Welt wird immer digitaler! Ob im Zuhause oder im Job – unser Smartphone haben wir meistens zur Hand um uns mit anderen oder unserer Umwelt zu verbinden. Warum auch nicht? Konnektivität macht unseren Alltag einfacher und ermöglicht uns zudem zahlreiche innovative Funktionen.

Mit der Thrive App können Sie Ihre wiederaufladbaren 2,4-GHz-Hörgeräte ganz einfach mit Ihrem kompatiblen Apple oder Android Gerät steuern und einstellen. Diese erschließt Ihnen zahlreiche Funktionen, die Ihr Hörerlebnis und Ihre Lebensqualität in vielen Alltagssituationen verbessern.

Telefonanrufe können direkt in Ihre Hörsysteme übertragen werden. Künstliche Intelligenz ermöglicht Ihnen zudem in Verbindung mit Ihrem Apple Smartphone als Remote-Mikrofon eine leistungsstarke und flexible Sprachanhebung und ein beispielloses Sprachverstehen in schwierigen Hörsituationen: Wir nennen es Voice AI!



Hear Share

Mit der Hear Share App* können Sie einen ausgewählten Personenkreis über Ihre körperliche Aktivität, Ihre Hörsystemnutzung und Ihr Kommunikationsverhalten informieren.

Diese App dient also dem Informationsaustausch zwischen Ihnen, Ihren Angehörigen oder anderen betreuenden Personen und sorgt so für ein beruhigendes Gefühl und noch mehr Sicherheit.



Handsfree-Telefonie

Freihändiges Telefonieren – und das Smartphone bleibt in der Tasche: Die Hörsystemmikrofone nehmen die Stimme auf und übertragen sie direkt zurück in das iPhone oder das iPad**, sodass allein über die Hörsysteme telefoniert werden kann.



Erinnerungsfunktion

Lassen Sie sich mit dieser Funktion durch eine Sprachnachricht im Hörsystem an die Einnahme von Medikamenten oder die Geburtstage Ihrer Liebsten erinnern.



Sprachübersetzung

Die integrierte Übersetzungsfunktion ermöglicht es Ihnen, einfacher mit Menschen zu kommunizieren, die nicht Deutsch sprechen. Erfordert eine Internetverbindung.*



Find my Phone

Sollten Sie Ihr Smartphone einmal verlegt haben, können Sie dieses ganz einfach über Ihre Hörsysteme lokalisieren.



Selbsttest

Führen Sie einfach selbst einen Diagnosetest der Komponenten Ihrer Hörsysteme durch.



Siri-Integration**

Von Siri gelesene Texte können Sie direkt in Ihre Hörsysteme übertragen lassen. Einfach smart!



Sprache-zu-Text

Dank der Umwandlung von Sprache in Text können Sie Gesprochenes direkt lesen, ganz so wie bei Fernsehuntertiteln.



Sprachbefehle über das Hörgerätemikrofon

Mittels Sprachbefehlen, die über das Hörgerätemikrofon aufgenommen werden, lassen sich bestimmte Funktionen der Hörsysteme direkt ansteuern.



Fernbedienungsfunktion

Ändern Sie die Lautstärke von Ihrem Smartphone aus und wechseln Sie ganz bequem die Hörprogramme in Ihren Hörsystemen.



TeleHear

Sie können aus der Ferne Feinadjustierungen durch Ihren HÖRExperten vornehmen lassen, egal wo Sie sich gerade aufhalten!



* Eine Liste kompatibler Smartphones, können Sie über den QR-Code auf Seite 11 aufrufen.

** Nur bei Apple Geräten verfügbar.



Hörsystem-Zubehör, das ohne störende Kabel auf Draht ist

Haben Sie sich erst einmal für ein Hörsystem entschieden, so können Sie dieses um smartes Zubehör erweitern. Denn: Die besten Verbindungen sind einfach, direkt und vor allem ohne störende Kabel.

TELEFUNKEN bietet Ihnen für alle Hörsysteme der PLUS X Produktfamilie ein umfangreiches 2,4-GHz-Zubehörsortiment. Verbinden Sie Ihre Hörsysteme ganz einfach via Bluetooth mit anderen technischen Geräten, wie Ihrem Fernseher, der Hi-Fi-Anlage, dem Radio, Computer oder dem Smartphone.

Besonders praktisch sind auch die Fernbedienung für ein einfaches Anpassen der Lautstärke oder des Hörprogramms sowie das Konferenzmikrofon für gutes Hören in besonders anspruchsvollen Hörsituationen mit mehreren Personen (z. B. in einem Meeting).

TV-Adapter TF (1)

Der TELEFUNKEN TV-Adapter ermöglicht es Ihnen, den TV-Ton Ihres Fernsehers via Bluetooth direkt in Ihre Hörsysteme zu streamen – in der für Sie optimalen Lautstärke und Klangeinstellung. Mit einer Reichweite von 10 m können Sie sich flexibel im Raum bewegen und genießen weiterhin einen optimalen Klang.

Remote-Fernbedienung TF (2)

Mit dieser Fernbedienung haben Sie die wichtigsten Hörsystem-Funktionen einfach im Griff. Passen Sie die Lautstärker Ihrer Hörsysteme an, wechseln Sie in ein anderes Hörprogramm, schalten Sie Ihre Hörsysteme stumm u. v. m. Über einen Schieberegler können Sie festlegen, ob nur ein Hörgerät oder beide Geräte eingestellt werden sollen.

Remote Mic+ TF (3)

Das Remote Mic+ gibt Ihnen die Möglichkeit, einen bestimmten Sprecher in anspruchsvollen Situationen (z. B. im Zug) besser zu verstehen. Bitten Sie Ihre Begleitung einfach, das Mikrofon an der Kleidung zu befestigen, und schon können Sie dessen Sprache direkt in Ihren Hörsystemen hören. Über das kompakte Mikrofon können Sie aber auch Tonsignale von verschiedenen Audioquellen zu Ihren Hörsystemen streamen – sogar von Amazon Alexa.

Konferenz Mic TF (4)

Das TELEFUNKEN Konferenzmikrofon ist ein absolutes „Must-have“ für alle Hörsystemträger, die sich oft in anspruchsvollen Hörsituationen mit anderen Personen befinden. Damit Sie einen Redner gut verstehen, erkennen acht eingebaute Mikrofone dessen Stimme und übertragen sie direkt in Ihre Hörsysteme. Über den 3,5-mm-Eingang und das passende Anschlusskabel kann das Konferenzmikrofon mit anderen Audioquellen verbunden werden. So können Sie problemlos Podcasts oder Hörbücher hören oder mit Ihren Lieben telefonieren.



Akku-Hörsysteme – so intuitiv wie das Laden Ihres Smartphones!

Aufladbare Hörsysteme der TELEFUNKEN PLUS X Familie in den Bauformen HdO, RIC, ITE und ITC versprechen Ihnen mit nur einer Akkuladung bis zu 24 Stunden* gutes Hören in hervorragender Klangqualität.

Wichtiger Hinweis: Die Einsatzdauer kann in der Praxis geringer ausfallen, falls Sie Funkverbindungen oder andere Funktionen intensiv nutzen.

Klein, kompakt und formschön präsentiert sich nicht nur jedes der aufladbaren Hörsysteme, sondern auch die mitgelieferte Ladestation Standard Charger TF für die Bauformen HdO und RIC bzw. IdO-Charger TF für die Bauformen ITE und ITC. Für die komfortable Aufladung Ihrer HdO- und RIC-Hörsysteme unterwegs ist bei Ihrem HÖRExperten optional ein Mini Turbo Charger TF erhältlich.

Für unterwegs: Mini Turbo Charger TF (1)

Das Ladegerät im Taschenformat: der Mini Turbo Charger TF! Ein Paar HdO R- oder RIC R-Hörsysteme kann mit ihm unterwegs bis zu viermal komplett aufgeladen werden. Schnell zur Stelle: Für dreieinhalb Stunden Betriebszeit der Hörsysteme genügen bereits sieben Minuten Ladezeit.

Standard Charger TF (2) und IdO-Charger TF (3)

Zu allen aufladbaren HdO-, RIC- und IdO-Hörsystemen erhalten Sie eine Standard Charger TF Ladestation dazu. Wann die Geräte vollständig geladen sind, zeigen Ihnen unübersehbare LED-Anzeigen an. Die automatische Aktivierung der Hörsysteme beim Herausnehmen aus der Ladestation sorgt für die sofortige Einsatzbereitschaft nach dem Ladezyklus.



* Die Laufzeit des Akkus hängt von der Hörsystemnutzung ab.



PLUS X – Einfach mehr Aktivität

Ob Sie sich gesund und wohl fühlen, hängt nicht zuletzt von Ihrem persönlichen Hörvermögen ab. Ist es gut, so ist es ein Leichtes für Sie, sich innerhalb Ihres Umfelds auszutauschen und eine deutlich höhere Lebensqualität zu genießen.

TELEFUNKEN PLUS X Hörsysteme ermöglichen Menschen jeden Alters eine proaktive Verbesserung ihres allgemeinen Wohlbefindens. Sensoren in den Hörsystemen erkennen Bewegungen, Aktivitäten und verschiedene Gesten. In Kombination mit Zubehörgeräten, wie z. B. einem Smartphone, können diese Bewegungen getrackt und individuell ausgewertet werden.

Ihre mentale und körperliche Fitness können Sie jederzeit auf dem Smartphone in der Thrive App über die Höhe Ihres individuellen Wellness-Score ablesen. Wie sich dieser genau zusammensetzt, erfahren Sie auf den nächsten Seiten.

Sturzalarm

Wenn es um Gefahren für die Gesundheit geht, spielen Stürze weltweit eine bedeutende Rolle. Mitunter führen sie zu schweren Verletzungen und mindern als Folge die Lebensqualität der gestürzten Person und deren Angehörigen.

Gut zu wissen: Alle wireless TELEFUNKEN PLUS X Hörsysteme besitzen einen integrierten Sturzalarm. Dieser kann im Falle eines Sturzes vorher definierte Kontakte benachrichtigen. Der Sturzalarm nutzt die Bewegungssensoren in den Hörsystemen. Auch ein manueller Alarm kann über die Tastenoption ausgelöst werden. Dies gibt Ihnen ein Gefühl der Unabhängigkeit und Ihren Angehörigen ein beruhigendes Gefühl der Sicherheit.

Die Fakten zu Stürzen sprechen für sich:

- Alle 11 Sekunden wird ein älterer Mensch wegen einer sturzbedingten Verletzung in einer Notaufnahme behandelt.³
- Etwa 1/3 aller älteren Menschen stürzt jedes Jahr.⁴
- 1 von 4 älteren Menschen stürzt jedes Jahr, aber weniger als 50 % suchen ihren Arzt auf.⁴
- Jede Sekunde des Tages stürzt ein älterer Mensch.⁴
- Stürze sind die Hauptursache für Hüftfrakturen.⁵
- Stürze verursachen 20–30 % der leichten bis schweren Verletzungen und sind die Ursache für 10–15 % aller Besuche in der Notaufnahme.⁶
- Untersuchungen haben eine 1,4-fache Zunahme von Stürzen pro 10 dB gemessenem Hörverlust ergeben.⁷
- Bei Menschen mit leichtem Hörverlust besteht eine dreimal höhere Wahrscheinlichkeit von Stürzen.⁷





Mental und körperlich fit hört sich wirklich gut an

Sie suchen einen idealen Weg, Ihre allgemeine Gesundheit und Ihr Wohlbefinden zu fördern? Dann ist die nutzerfreundliche Thrive App genau die richtige Unterstützung zum Sammeln Ihrer individuellen Fitnessdaten. Ob Alt oder Jung, mit der App fällt es jedem spielerisch leicht, die eigenen Gesundheitsdaten anzusehen und zu verwalten. Auch die Datenerfassung läuft ganz von allein. Die in immer mehr TELEFUNKEN Hörsystemen integrierten Sensoren erkennen und erfassen Bewegungen, Aktivitäten und Gesten.

Hear Share App*

Die Hear Share App gibt Ihnen und Ihrem Umfeld ein zusätzlich beruhigendes Gefühl der Sicherheit und hilft Ihnen dabei, sich selbstsicher und unabhängig zu fühlen, indem Sie z. B. Informationen zur Nutzung Ihrer Hörsysteme an ausgewählte Personen übermitteln können.

Aktivitäts-Score max. 100 Punkte



- Trackt Ihre täglichen Schritte.
- Misst bestimmte Bewegungen.
- Erfasst höhere Aktivitäten.
- Regt zu mehr Aktivitäten an.

Tipp: Gehen Sie täglich mindestens 30 Minuten, um Ihre allgemeine Fitness zu verbessern und das Risiko einiger schwerer Erkrankungen zu reduzieren.



Mentale-Fitness-Score max. 100 Punkte



- Trackt die Länge des täglichen Hörsystemetragens.
- Misst die tägliche Gesprächs- und Audiostreamingzeit.
- Erfasst die Nutzung Ihrer Hörsysteme in verschiedensten Hörumgebungen.

Tipp: Tragen Sie Ihre Hörsysteme täglich, um umfassende Messwerte für die Bewertung zu haben.



Thrive Wellness-Score max. 200 Punkte

Ihr Aktivitäts-Score und Ihr Mentale-Fitness-Score liefern Ihnen addiert Ihren persönlichen Thrive Wellness-Score, der Ihnen eine gute Einschätzung Ihres allgemeinen Wohlbefindens gibt.

Im-Ohr- oder Hinter-dem-Ohr-Hörsystem – was ist Ihr Favorit?

Ihr Hörsystem sollte so individuell sein wie Sie selbst! Sprechen Sie mit Ihrem HÖRExperten über Ihre Bedürfnisse, Ihren Lebensstil und Ihr Aktivitätsniveau – so kann dieser das für Sie perfekte Hörsystem finden.

Neben verschiedenen Technologielevels bieten Ihnen TELEFUNKEN PLUS X Hörsysteme auch eine umfangreiche Auswahl an Bauformen und Farben. Je nach Hörverlust und Anforderung kommen unterschiedliche Bauweisen für Sie infrage. Sprechen Sie gerne mit Ihrem HÖRExperten über Ihre Wünsche, damit diese Berücksichtigung bei der Auswahl finden können.

Auch wenn Sie an einem einseitigen Hörverlust leiden, so hat TELEFUNKEN die passende Lösung für Sie.



Im-Ohr-Hörsysteme

Bauformen



Farbauswahl IdO-Geräte Frontplatte



Farbauswahl IdO-Geräte Schale



Hinter-dem-Ohr-Hörsysteme

Bauformen



Farbauswahl HdO-Geräte



TELEFUNKEN

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc., und jede Verwendung dieser Marken durch Starkey erfolgt unter Lizenz.

iOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.

Thrive und Hear Share ist eine Marke von Starkey Laboratories, Inc.

Die Verwendung des „Made for Apple“-Zeichens bedeutet, dass ein Zubehörteil speziell für den Anschluss an das/die in dem Zeichen angegebene(n) Apple-Produkt(e) entwickelt wurde und vom Entwickler für die Einhaltung der Apple-Leistungsstandards zertifiziert wurde. Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Geräts oder die Einhaltung von Sicherheits- und Regulierungsstandards.

Apple, das Apple Logo, iPhone, iPad, iPod touch und App Store sind Marken von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen. App Store ist eine eingetragene Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Google Play und Android sind Warenzeichen von Google Inc.

Alle Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.



Quellen

- 1 | Shcherbina, A., Mattsson, C. M., Waggott, D., Salisbury, H., Christle, J., Hastie, T., ... Ashley, E. A. (2017). Accuracy in wrist-worn, sensor-based measurements of heart rate and energy expenditure in a diverse cohort. *Journal of Personalized Medicine*, 7(2), 3.
- 1 | Frank, M. (März 2015). Your head is better for sensors than your wrist. *Outside*. Abgerufen von: <https://www.outsideonline.com/1957626/your-head-better-sensors-your-wrist>.
- 2 | FORCE Technology, Senselab (November 2018). Benchmark evaluation of spatial noise management in hearing aids. FORCE Technology, Venlighedsvej 4, 2970 Hørsholm, Dänemark.
- 3 | National Council on Aging (n. d.). Fall prevention facts. Abgerufen von: <http://www.ncoa.org/news/resources-for-reporters/get-the-facts/fallspreventionfacts>.
- 4 | Centers for Disease Control and Prevention (2014). Stay independent: prevent falls. Abgerufen von: https://www.cdc.gov/steady/pdf/STEADI_OlderAdultfactSheet-a.pdf.
- 5 | Centers for Disease Control and Prevention (2017). Important Facts about Falls. Abgerufen von: <https://www.cdc.gov/homeandrecreational-safety/falls/adultfalls.html>.
- 6 | Weltgesundheitsorganisation (2007). WHO Global Report on Falls Prevention in Older Age. Abgerufen von: https://www.who.int/ageing/publications/Falls_prevention7M-arch.pdf.
- 7 | Johns Hopkins Medicine (2012). Hearing Loss Linked to Three-Fold Risk of Falling. Abgerufen von: https://www.hopkinsmedicine.org/news/media/releases/hearing_loss_linked_to_three_fold_risk_of_falling.

PN 39035-007